

Reh[®]vita

Silla Patron Tom 5 Streeter

Modelo de silla pediátrica plegable, que combina características de una silla de traslado con cualidades que permiten lograr un adecuado posicionamiento.

- Chasis de aluminio con refuerzo en las uniones que asegura un cuadro más liviano y de mayor durabilidad.
- Respaldo regulable en altura (desde 44 cm el tamaño mini hasta 70 cm en el tamaño maxi).
- Respaldo reclinable hasta 170°.
- Soportes laterales de tronco.
- Cinturón pélvico y pechera ajustable de 5 puntos.
- Asiento desmontable y reversible, regulable en ancho (de 22 cm a 39 cm) y profundidad (18,5 cm a 40 cm).
- La base del asiento está recubierta por una funda acolchada completamente desmontable y lavable.
- Sistema de basculación en el espacio (tilt): hasta 38° posterior y tilt anterior hasta -28°
- Pedana ajustable en ángulo y altura.
- Apoyapiés ajustables en ángulo.
- Ruedas sólidas 175 mm anteriores / 265 mm posteriores, que permiten su uso en interior o exterior.
- Sistema de freno en ruedas posteriores a pedal.
- Absorción de golpe delantero.
- Barral frontal acolchado y desmontable.
- Manija de empuje cómoda y ergonómica ajustable en altura.
- Tapizado con marcas de seguridad reflectivas.
- Canasto porta objetos.
- Capota.
- Modelo de tránsito bajo normas internacionales.
- Capacidad máxima de peso: 40 kg (mini, std); 50 kg (Maxi)
- Peso de la silla: 15,5 kg (mini), 17,5 kg (std), 19 kg (maxi)

