

Reh^{avita}[®]

Silla Permobil F3 Corpus

- Silla de ruedas motorizada modelo F3 con tracción delantera.
- Base motorizada configurada para múltiples funciones de asiento eléctrico, ComfortRide, Suspensión ajustable.
- Hardware para amarre, cargador, llantas antipinchaduras de 3" x 14", ESP (rendimiento de dirección mejorado), Baterías de gel sellado (72 Ah).
- Joystick con pantalla R-net a color de 2.8", control de hasta 4 dispositivos Bluetooth, control por infrarrojos, botones programables y un toma de interruptor programable; todo en una carcasa de aluminio compacta y duradera.
- Soporte de joystick retráctil Slimline.
- Apoyacabezas Bodylink de una sola pieza regulable en distintas posiciones.
- Reposapiés dos paletas independientes con regulación de altura ángulo tibio tarsal.
- Sistemas posturales Corpus 3G asiento anatómico ajustable en ancho y profundidad con tela black mesh transpirable, almohadón viscoelástico diferenciada en zona pélvica, respaldo ajustable en altura con reducción de shock o deslizamiento delantero.
- Cinturón pélvico ajustable de 2 puntos.
- Guías laterales unitrack para instalación de accesorios regulables en forma infinita.
- Funciones motorizadas: Tilt posterior de hasta 50° y anterior de hasta 30°, reclinación de asiento de hasta 180°, elevación de asiento hasta 30cm y eleva piernas de dos piezas.
- Autonomía 21 km.
- Velocidad máxima 10 km/h.
- Peso límite 136 kg.
- Marca: Permobil.
- Origen: USA

