

# Reh<sup>avita</sup><sup>®</sup>

## Silla Permobil M3

- Silla de ruedas motorizada modelo M3, con tracción central.
- Base motorizada configurada para múltiples funciones de asiento eléctrico, suspensión FlexLink.
- Ruedas delanteras y traseras de 7" y ruedas centrales de 3" x 14" antipinchaduras. Hardware para amarre, cargador. Baterías de gel sellado (72 Ah).
- Joystick con pantalla R-net a color de 2.8", control de hasta 4 dispositivos Bluetooth, control por infrarrojos, botones programables y un toma de interruptor programable; todo en una carcasa de aluminio compacta y duradera.
- Soporte de joystick retráctil Slimline.
- Apoyacabezas Bodylink de una sola pieza regulable en distintas posiciones.
- Reposapiés dos paletas independientes con regulación de altura ángulo tibio tarsal.
- Sistemas posturales Corpus 3G asiento anatómico ajustable en ancho y profundidad con tela black mesh transpirable, almohadón viscoelástico diferenciada en zona pélvica, respaldo ajustable en altura con reducción de share o deslizamiento delantero.
- Cinturón pélvico ajustable de 2 puntos.
- Guías laterales unitrack para instalación de accesorios regulables en forma infinita.
- Funciones motorizadas: Tilt posterior de hasta 50° y anterior de hasta 20°, reclinación de asiento de hasta 180°, elevación de asiento hasta 30 cm y eleva piernas de dos piezas.
- Autonomía 21 km.
- Velocidad máxima 10 km/h.
- Peso límite 136 kg
- Marca: Permobil.
- Origen: USA

