Rehavita

Almohadón Roho Contour Select

 Almohadón de sistema de flotación seca confeccionado en neoprene con celdas de aire interconectadas y división en cuatro compartimentos, regulados por sistema de control de memoria ISOFLO®.



- Cuenta con una sola válvula de inflado de latón niquelado.
- Confeccionado en celdas de perfil alto (10 cm), medio (8.5 cm) y bajo (5 cm).
- Material totalmente anatómico, liviano, lavable, reparable y anti-inflamable.
- Funda protectora antimicótica.
- Libre de látex.
- Incluye inflador y manual.
- No presenta límite de peso.



