

## Almohadón Roho Quadro Select

### Perfil Alto

- Almohadón de neoprene con celdas interconectadas de aire y sistema de flotación seca.
- Con división en cuatro compartimentos interconectados en el mismo almohadón, regulados por sistema ISOFLO<sup>®</sup> con memoria.
- Posibilidad de ajustarse a las asimetrías pélvicas del paciente proporcionando estabilidad.
- Presenta una sola válvula de inflado.
- Celdas en perfil alto de 10 cm.
- Material totalmente reparable, suave, anatómico y anti inflamable.
- Funda protectora antimicótica.
- Incluye inflador, manual y kit de reparación.
- No presenta límite de peso.



### Perfil bajo

- Almohadón de neoprene con celdas interconectadas de aire y sistema de flotación seca.
- Con división en cuatro compartimentos interconectados en el mismo almohadón, regulados por sistema ISOFLO<sup>®</sup> con memoria.
- Posibilidad de ajustarse a las asimetrías pélvicas del paciente proporcionando estabilidad.
- Presenta una sola válvula de inflado.
- Celdas en perfil bajo de 5 cm.
- Material totalmente reparable, suave, anatómico y anti inflamable.
- Funda protectora antimicótica.
- Incluye inflador, manual y kit de reparación.
- No presenta límite de peso.

