

# Reh<sup>o</sup>vita<sup>®</sup>

## Almohadón M2

Almohadón de goma espuma de doble densidad. Presenta un base de goma espuma moldeada con contornos laterales y mediales favoreciendo el apoyo de los trocánteres mayores y la alineación postural. Insert de gel Pack Quadra3D, compuesto por cuatro compartimentos que permiten reducir la fuerza de cillazamiento y promueven la buena distribución de la presión. Recomendado para personas que poseen sensibilidad y bajo riesgo de lesión de piel, facilitando un buen posicionamiento en sentado y un gran grado de libertad de movimiento. Funda protectora antimicótica impermeable.  
Marca Comfort Company.

