

# Reh<sup>®</sup>vita

## Respaldo ACTA BACK

Respaldo con estructura de base rígida de aluminio recubierto con 3 capas de goma espuma, incluyendo una capa viscoelástica en la superficie. La parte posterior de la estructura blanda presenta varillas moldeables de aluminio que permiten adaptarse a posturas asimétricas y así brindar mayor soporte y lograr la redistribución de la presión. Esta característica le permite adaptarse a una gran variedad de curvaturas de columna. Carcasa de aluminio preparada para colocarle cualquier tipo de apoyacabeza y con guías para el agregado de soportes laterales.



Montaje a la silla de ruedas a través del sistema de anclajes Compass 4 que permite ajustes en altura, profundidad y ángulo de inclinación sin necesidad de transferir al paciente. Sistema extraíble de quite rápido. Capacidad de peso: 113-180 kg (según tamaño).

### Medidas

Largo	Ancho					
	30.5 cm	35.5 cm	40.5 cm	45.5 cm	51 cm	55.5 cm
55.5 cm			16x22	18x22	20x22	22x22
51 cm		14x20	16x20	18x20	20x20	22x20
45.5 cm	12x18	14x18	16x18	18x18	20x18	22x18
40.5 cm	12x16	14x16	16x16	18x16	20x16	22x16
35.5 cm	12x14	14x14	16x14	18x14	20x14	
30.5 cm	12x12	14x12	16x12	18x12		
25.5 cm	12x10	14x10	16x10	18x10		

### Opcional

- Soportes laterales de tronco
- Apoyacabeza