

# Reh<sup>®</sup>vita

## Respaldo ACTA EMBRACE

Respaldo con estructura de base rígida de aluminio recubierto en goma espuma. La parte posterior de la estructura blanda presenta varillas moldeables de aluminio que permiten adaptarse a posturas asimétricas y así brindar mayor soporte y lograr la redistribución de la presión. Esta característica le permite adaptarse a una gran variedad de curvaturas de columna.

Soportes laterales de tronco integrados a la carcasa de aluminio, ajustables en ángulo, altura y ancho de hasta un total de 7.5cm de ancho para soportes estándares y 3,8cm en soportes pediátricos.

Montaje a la silla de ruedas a través del sistema de anclajes Compass 4, que permite ajustes en altura, profundidad y ángulo de inclinación sin necesidad de transferir al paciente. Sistema extraíble de quite rápido. Capacidad de Peso: 113-180 kg (según tamaño).



### Medidas

Ancho \ Largo	25.5 cm	30.5 cm	35.5 cm	40.5 cm	45.5 cm	51 cm
55.5 cm				16x22	18x22	20x22
51 cm			14x20	16x20	18x20	20x20
45.5 cm		12x18	14x18	16x18	18x18	20x18
40.5 cm		12x16	14x16	16x16	18x16	20x16
35.5 cm	10x14	12x14	14x14	16x14	18x14	20x14
30.5 cm	10x12	12x12	14x12	16x12	18x12	
25.5 cm	10x10	12x10	14x10	16x10		

### Opcional

- Soportes laterales de tronco
- Apoyacabeza