

Respaldo ACTA RELIEF

Respaldo con diseño de marco de aluminio abierto, gomaespuma y capa viscoelástica en la superficie que contornea la forma corporal del paciente. La parte posterior presenta un sistema de tensores ajustables sin herramientas, que permiten redistribuir la presión sobre la columna y evitar estos puntos de presión, a la vez que brinda mayor soporte y confort a la zona torácica superior e inferior.



Carcasa de aluminio preparada para colocarle cualquier tipo de apoyacabeza y con guías para el agregado de soportes laterales.

Montaje a la silla de ruedas a través del sistema de anclajes Compass 4 que permite ajustes en altura, profundidad y ángulo de reclinación sin necesidad de transferir al paciente. Sistema extraíble de quite rápido. Capacidad de Peso: 113-136 kg.

Medidas

Largo	Ancho			
	35.5 cm	40.5 cm	45.5 cm	51 cm
55.5 cm	14x22	16x22	18x22	20x22
51 cm	14x20	16x20	18x20	20x20
45.5 cm	14x18	16x18	18x18	20x18
40.5 cm	14x16	16x16	18x16	20x16
35.5 cm	14x14	16x14	18x14	20x14
30.5 cm	14x12	16x12	18x12	20x12
25.5 cm	14x10	16x10	18x10	20x10

Opcional

- Soportes laterales de tronco
- Apoyacabeza