

spex

Soporte anterior de tronco

Los diseños únicos de pecheras que se adaptan a una amplia gama de requisitos para la postura, contención y soporte.



FUNCIONAL

- Las almohadillas siguen los contornos naturales del cuerpo, con un diseño elegante que además minimiza la sudoración.
- Contornos de bordes suaves que reducen el roce, y correas fuertes que resisten la torsión,
- Colabora en mantener y fomentar la alineación de la columna sobre una pelvis estable.

OPCIONES DE ARNESES



TIPO CHALECO

- Mayor cobertura en el área del pecho donde se necesita soporte
- Diseño de cuello bajo, para mayor seguridad
- Recorte por encima del abdomen para mayor confort.



CENTREPOINT

- Sigue los contornos naturales del cuerpo y se adapta a accesorios como un botón gástrico.
- Puede ser operado independientemente por el usuario

| | Tamaño | Código | Spec. (1) | Spec. (2) | Spec. (3) | Ancho | Imagen |
|---------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| ARNÉS TIPO CHALECO | XSML | 1409-6610-017 | 15 cm | 24 cm | 24 cm | 8"-12" | |
| | SML | 1409-6611-017 | 20 cm | 32 cm | 32 cm | 11"-15" | |
| | MED | 1409-6612-017 | 26 cm | 40 cm | 40 cm | 14"-17" | |
| | LGE | 1409-6613-017 | 30 cm | 48 cm | 48 cm | 17"-20" | |
| ARNÉS CENTRE- POINT | XSML | 1409-6660-017 | 23 cm | 26 cm | 22 cm | 8"-12" | |
| | SML | 1409-6661-017 | 29 cm | 36 cm | 32 cm | 11"-15" | |
| | MED | 1409-6662-017 | 34 cm | 40 cm | 36 cm | 14"-17" | |
| | LGE | 1409-6663-017 | 40 cm | 45 cm | 42 cm | 17"-20" | |
| | XLGE | 1409-6664-017 | 45 cm | 50 cm | 50 cm | 20"+ | |

Fabricado por:

spex

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita