

spex

Sujeciones de tobillo

El posicionamiento de los pies es fundamental, ya que influye indirectamente en la posición de la pelvis y afecta la estabilidad general del usuario.

SUJECIÓN DE PIES

- Almohadillas suaves y cómodas contorneadas para un ajuste cómodo.
- Hebilla con tensión ajustable para una rápida colocación
- Hardware de fijación incluido
- La opción de correa posterior agrega estabilidad adicional al pie del usuario

	Small	Medium	Large
SUJECIÓN DE TOBILLOS	1401-6161-017	1401-6162-017	1401-6163-017
SUJECIÓN DE TOBILLOS CORREA POSTERIOR	1401-6165-017	1401-6166-017	1401-6167-017
CIRCUNFERENCIA INTERIOR	15-23 cm	22-30 cm	26-38 cm



Sujeción de pies
con correa de
retención posterior



Fabricado por:

spex

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita®