




SPIO®

Guía de medidas

Clave de medición

Longitud =
Circunferencia =



SPIO® Órtesis para la parte inferior del cuerpo

La circunferencia de la cintura se mide a la altura del ombligo.

La longitud va desde la cintura hasta el tobillo (P) o la parte inferior de la rótula (SP).

Short #/Long #

SP41 / P41	Circunferencia de la cintura: 41 cm. Largo SP 27.2 cm / P 38.2 cm
SP43 / P43	Circunferencia de la cintura: 43 cm. Largo SP 29.5 cm / P 42 cm
SP45 / P45	Circunferencia de la cintura: 45 cm. Largo SP 31.7cm / P 45.7 cm
SP47 / P47	Circunferencia de la cintura: 47 cm. Largo SP 34 cm / P 49.5 cm
SP49 / P49	Circunferencia de la cintura: 49 cm. Largo SP 36.2 cm / P 53.2 cm
SP51 / P51	Circunferencia de la cintura: 51 cm. Largo SP 36.2 cm / P 55 cm
SP53 / P53	Circunferencia de la cintura: 53 cm. Largo SP 38.7 cm / P 59.5 cm
SP55 / P55	Circunferencia de la cintura: 55 cm. Largo SP 41.2 cm / P 64 cm
SP57 / P57	Circunferencia de la cintura: 57 cm. Largo SP 43.7 cm / P 68.5 cm
SP59 / P59	Circunferencia de la cintura: 59 cm. Largo SP 46.2 cm / P 73 cm
SP61 / P61	Circunferencia de la cintura: 61 cm. Largo SP 48.7 cm / P 77.5 cm
SP63 / P63	Circunferencia de la cintura: 63 cm. Largo SP 51.2 cm / P 79.5 cm
SP65 / P65	Circunferencia de la cintura: 65 cm. Largo SP 53.2 cm / P 82.5 cm
SP67 / P67	Circunferencia de la cintura: 67 cm. Largo SP 55.2 cm / P 85.5 cm
SP69 / P69	Circunferencia de la cintura: 69 cm. Largo SP 57.2 cm / P 88.5 cm
SP71 / P71	Circunferencia de la cintura: 71 cm. Largo SP 59.2 cm / P 91.5 cm
SP73 / P73	Circunferencia de la cintura: 73 cm. Largo SP 61.2 cm / P 94.5 cm

- Las medidas del pecho se toman con el paciente acostado.
- Las medidas del pantalón se toman con el paciente de pie.
- Si hay tallas intermedias, consulte las medidas del largo.

SPIO® TLSO

La circunferencia torácica se mide a la altura del pezón. La longitud va desde el acromion hasta el trocánter mayor.

Item #

V41	Circunferencia del pecho: 41 cm. Largo 27 cm
V44	Circunferencia del pecho: 44 cm. Largo 30.7 cm
V47	Circunferencia del pecho: 47 cm. Largo 34.5 cm
V51	Circunferencia del pecho: 51 cm. Largo 38.2 cm
V54	Circunferencia del pecho: 54 cm. Largo 44 cm
V57	Circunferencia del pecho: 57 cm. Largo 47.7 cm
V60	Circunferencia del pecho: 60 cm. Largo 51.5 cm
V64	Circunferencia del pecho: 64 cm. Largo 55.2 cm
V67	Circunferencia del pecho: 67 cm. Largo 59 cm
V70	Circunferencia del pecho: 70 cm. Largo 62.75 cm
V73	Circunferencia del pecho: 73 cm. Largo 66.5 cm
V77	Circunferencia del pecho: 77 cm. Largo 70.2 cm

SPIO® LSO

La circunferencia torácica se mide a la altura del pezón. La longitud va desde la base de la caja torácica hasta el trocánter mayor.

Item #

AB51	Circunferencia del pecho: 51 cm. Largo 15.5 cm
AB54	Circunferencia del pecho: 54 cm. Largo 17.7 cm
AB57	Circunferencia del pecho: 57 cm. Largo 21 cm
AB60	Circunferencia del pecho: 60 cm. Largo 22.2 cm
AB64	Circunferencia del pecho: 64 cm. Largo 25.5 cm
AB67	Circunferencia del pecho: 67 cm. Largo 28 cm
AB70	Circunferencia del pecho: 70 cm. Largo 32 cm
AB73	Circunferencia del pecho: 73 cm. Largo 34.5 cm
AB77	Circunferencia del pecho: 77 cm. Largo 37.5 cm



SPIO® Ortesis superior

La circunferencia torácica se mide a la altura del pezón. La longitud va desde el acromión hasta el trocánter mayor.

Short #/Long #

SS41/ S41	Circunferencia del pecho: 41 cm. Largo 29,2 cm
SS44/ S44	Circunferencia del pecho: 44 cm. Largo 33.2 cm
SS47/ S47	Circunferencia del pecho: 47 cm. Largo 37.2 cm
SS51/ S51	Circunferencia del pecho: 51 cm. Largo 41.2 cm
SS54/ S54	Circunferencia del pecho: 54 cm. Largo 45.2 cm
SS57 / S57	Circunferencia del pecho: 57 cm. Largo 49.2 cm
SS60/ S60	Circunferencia del pecho: 60 cm. Largo 53.2 cm
SS64/ S64	Circunferencia del pecho: 64 cm. Largo 57.2 cm
SS67/ S67	Circunferencia del pecho: 67 cm. Largo 61.2 cm
SS70/ S70	Circunferencia del pecho: 70 cm. Largo 65.2 cm
SS73/ S73	Circunferencia del pecho: 73 cm. Largo 69.2 cm
SS77/ S77	Circunferencia del pecho: 77 cm. Largo 73.2 cm

SPIO® Manga

La circunferencia del brazo se mide en la axila.

Item #

AS13	Circunferencia del brazo: 13 cm. Largo 19.2 cm
AS14	Circunferencia del brazo: 14 cm. Largo 21.2 cm
AS16	Circunferencia del brazo 16 cm. Largo 23 cm
AS17	Circunferencia del brazo: 17 cm. Largo 25.5 cm
AS18	Circunferencia del brazo: 18 cm. Largo 28.2 cm
AS20	Circunferencia del brazo: 20 cm. Largo 30.7 cm
AS21	Circunferencia del brazo: 21 cm. Largo 33.2 cm
AS22	Circunferencia del brazo: 22 cm. Largo 35.7 cm
AS24	Circunferencia del brazo: 24 cm. Largo 38.5 cm
AS25	Circunferencia del brazo: 25 cm. Largo 41 cm
AS26	Circunferencia del brazo: 26 cm. Largo 43.5 cm
AS28	Circunferencia del brazo: 28 cm. Largo 46 cm

SPIO® Órtesis de muñeca y mano

El ancho de la palma se mide en la parte más ancha, por encima del pulgar.

Item #

G4	Ancho de la palma: 4 cm. Largo 9.2 cm
G4.5	Ancho de la palma: 4.5 cm. Largo 10.5 cm
G5	Ancho de la palma: 5 cm. Largo 11 cm
G5.5	Ancho de la palma: 5.5 cm. Largo 12 cm
G6	Ancho de la palma: 6 cm. Largo 3.2 cm
G6.5	Ancho de la palma: 6.5 cm. Largo 14 cm
G7	Ancho de la palma: 7 cm. Largo 15.5 cm
G7.5	Ancho de la palma: 7.5 cm. Largo 16.2 cm
G8	Ancho de la palma: 8 cm. Largo 17.5 cm

SPIO® Ortesis para Pierna

La circunferencia de la pierna se mide en la parte superior del muslo.

Item #

LS14	Circunferencia de la pierna: 14 cm. Largo 21.7 cm
LS15	Circunferencia de la pierna: 15 cm. Largo 24.5 cm
LS16	Circunferencia de la pierna: 16 cm. Largo 27.2 cm
LS17	Circunferencia de la pierna: 17 cm. Largo 30 cm
LS18	Circunferencia de la pierna: 18 cm. Largo 32.7 cm
LS19	Circunferencia de la pierna: 19 cm. Largo 40 cm
LS20	Circunferencia de la pierna: 20 cm. Largo 43.5 cm
LS21	Circunferencia de la pierna: 21 cm. Largo 46.7 cm
LS22	Circunferencia de la pierna : 22 cm. Largo 54.5 cm
LS23	Circunferencia de la pierna: 23 cm. Largo 56.5 cm
LS24	Circunferencia de la pierna: 24 cm. Largo 58.2 cm
LS25	Circunferencia de la pierna: 25 cm. Largo 60.2 cm
LS26	Circunferencia de la pierna: 26 cm. Largo 62 cm
LS27	Circunferencia de la pierna: 27 cm. Largo 63.7 cm
LS28	Circunferencia de la pierna :28 cm. Largo 65.7 cm