

Nuevo modelo de Almohadón ROHO[®]

MOSAIC

permobil

- Configuración de celdas mejorada.
- Mayor contorno para un ajuste más confortable.
- Mayor estabilidad:
Flujo de aire más efectivo y controlado dando como resultado un posicionamiento más estable.
- Nuevas medidas:
41x41 cm | 41x46 cm | 46x41 cm | 46x46 cm |
44x44 cm | 51x46 cm
- Mayor límite de peso:
(antes 113 kg, ahora 143 kg)



- Celdas laterales:
9.4 x 9.4 x 7.6 cm
- Celdas frontales:
7.6 x 7.6 x 7.10 cm
- Celdas traseras:
7.6 x 7.6 x 6.6 cm

Reh&vita[®]

Ortopedia & Rehabilitación

CONTACTO

011 - 5365 8080

ventas@rehavita.com.ar