

# Atributos de almohadones



## Protección de la piel y los tejidos blandos

Proteger la piel es una de las cosas más importantes para los usuarios de silla de ruedas. Las personas que usan una silla de ruedas como medio principal de movilidad a menudo suelen estar sentados más de 10 horas por día. La combinación del tiempo que se permaneces sentado y la reducida habilidad para cambiar de posición, pueden poner en alto riesgo de lesión de la piel.

La presión no se puede eliminar en el sentado, por lo que, en cambio, debemos centrarnos en la redistribución de la presión. La presión sostenida en un área puede cortar la circulación a las partes vulnerables del cuerpo. Sin un adecuado suministro de sangre, estos tejidos corporales pueden morir. Según Johns Hopkins Medicine (especialistas en úlceras por presión), una lesión por presión puede desarrollarse en solo 2-3 horas si el suministro de sangre se corta.

¿Cuándo se corre el riesgo de sufrir lesiones por presión? Usualmente están causado por:

- Presión continua: si hay presión en la piel de un lado y hueso del otro, la piel y el tejido subyacente pueden no recibir un adecuado suministro de sangre
- Fricción: para algunas personas, especialmente aquellas con piel fina, frágil y mala circulación, moverse puede dañar la piel, aumentando el riesgo de lesiones por presión.
- Cizallamiento: si la piel se mueve en un sentido mientras que el tejido subyacente el hueso se mueve en la dirección opuesta, existe el riesgo de cizallamiento, lo que puede provocar la muerte del tejido.

La mayoría de los almohadones Permobil incorporan elementos de inmersión, envolvimiento y/o descarga, con el fin de ayudar a prevenir lesiones en la piel y los tejidos blandos.



## Inmersión

El almohadón permite que el cuerpo se hunda y tenga mayor área de contacto general para redistribuir la presión.



## Envolvimiento

El almohadón envuelve el cuerpo y redistribuye presiones cuando el cuerpo se sumerge en el mismo.



## Descarga

El almohadón quita la presión de una pequeña superficie y lo carga en una superficie mayor que puede soportar más presión.



## Posicionamiento


Permobil sabe que una buena postura disminuye el dolor y reduce el riesgo de lesiones y caídas de la silla de ruedas. El posicionamiento adecuado también resguarda la integridad de su estructura ósea.

Asimismo el posicionamiento adecuado mejora la habilidad para ver más de su entorno, para respirar, para tragar más fácilmente e incluso, tener mejor digestión.

Estar en la posición adecuada, significa estar más cómodo y menos cansado, y mejorar la capacidad de interactuar con el entorno.

El posicionamiento incorrecto puede causar dolor grave, e incluso generar problemas estructurales a largo plazo. Por eso nuestros almohadones están hechos con el objetivo de ayudar a promover la buena postura.

La mayoría de los almohadones Permobil están diseñados para promover la estabilidad postural y libertad de movimiento, permitiendo que las personas puedan realizar las actividades de la vida diaria con menos dolor y fatiga.



## Estabilidad

Cuando la pelvis está estable, se crea estabilidad en la columna vertebral, ya que ambos están conectados.


Una base estable permite transferirse fácilmente y controlar la posición del cuerpo. También permite inclinarse hacia adelante, moverse de lado a lado y sentirse más seguro en la silla de ruedas, generando una diferencia en su vida diaria para poder participar de actividades.

Nuestras soluciones de asientos le brindan el apoyo, balance y confiabilidad que necesita.

La mayoría de los almohadones Permobil están diseñados para ayudar a las personas a controlar la posición de su cuerpo y evitar deslizarse, mantener la pelvis en su lugar y permitir alcanzar la mayor estabilidad.

## Guía de atributos

Los gráficos de la derecha, son una indicación de los atributos de cada almohadón, así como los tipos de protección de la piel que cada almohadón ofrece.



Fabricado por:

**permobil**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 🌐 (+54911) 2328-6958  
✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

**Reh&vita**