

Sillas de ruedas motorizadas

Matriz de comparación



permobil

Tracción delantera

Tracción media



Serie Rehabilitación	F3 Corpus	F5 Corpus	F5 Corpus VS	M3 Corpus	M5 Corpus	M Corpus VS	M300 Corpus HD
Peso máximo del usuario	149 kg	149 kg	136 kg	149 kg	149 kg	120 kg	204 kg
Velocidad máxima	9.6 km/h 8 km/h sin ruedas de apoyo	12 km/h 9.5 km/h sin ruedas de apoyo	9.3 km/h, Group 3 12 km/h Group 4	9.6 km/h	12 km/h	9.6 km/h	8 km/h
Autonomía	25.7 km (Grp 34s), 32.1 km (Grp 24s)*	32.1 km*	32.1 km*	25.7 km (Grp 34s), 32.1 km (Grp 24s)*	32.1 km*	32.1 km*	21 km (Grp 34s), 32.1 km (Grp 24s)*
Ancho de la base	61 cm	64.7 cm	64.7 cm	61 cm	63.5 cm	63.5 cm	66 cm
Longitud de la base	101.6 cm con ruedas de apoyo 91.4 cm sin ruedas de apoyo	106.7 cm con ruedas de apoyo 96.5 cm sin ruedas de apoyo	109.2 cm	90.1 cm	95.2 cm	92.7 cm	96.5 cm
Radio de giro de la base	65 cm	76.2 cm	76.2 cm	52 cm	54.6 cm	56 cm	56 cm
Altura del piso	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm
Peso con baterías incluidas	175 kg (Grp 34), 184.6 kg (Grp 24s)	187 kg (Grp 24s)	196 kg (Grp 24s)	174.6 kg (Grp 34s), 183.7 kg (Grp 24s)	192.3 kg (Grp 24s)	192.3 kg (Grp 24s)	192.7 kg (Gr 34), 202.7 kg (Gr 24)
Altura del asiento al piso	44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm	44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm	44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm	44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm	44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm	44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm	45.7 cm, 48.2 cm, 50.8 cm (elevación) 45.7 cm, 48.2 cm, 50.8 cm (fijo)
Elevación del asiento	Opcional 30.5 cm	Opcional 35.5 cm	35.5 cm	Opcional 30.5 cm	Opcional 35.5 cm	30.5 cm	Opcional 20.3 cm
Opciones motorizadas	Posterior: 0° - 50° ActiveReach: 5°, 10°, 20° & 30°	Posterior: 0° - 50° ActiveReach: 5°, 10°, 20° & 45°	Posterior: 0° - 50° bipedestación	Posterior: 0° - 50° ActiveReach: 5°, 10° & 20°	Posterior: 0° - 50° ActiveReach: 5°, 10° & 20°	Posterior: 0° - 50° Bipedestación	Posterior: 0° - 45°
Opciones de inclinación	85° - 120° (manual) 85° - 180° (motorizada)	85° - 120° (manual) 85° - 180° (motorizada)	85° - 180° (motorizada)	85° - 120° (manual) 85° - 180° (motorizada)	85° - 120° (manual) 85° - 180° (motorizada)	85° - 180° (motorizada)	85° - 120° (manual) 85° - 150° (motorizada)
Opciones del apoyapiernas	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 175°
Profundidad del asiento	35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)	35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)	35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)	35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)	35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)	35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)	48.2 cm - 63.5 cm (incr. 2.5 cm)
Ancho del asiento	43.1 cm, 48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm	43.1 cm, 48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm	43.1 cm, 48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm	43.1 cm, 48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm	43.1 cm, 48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm	43.1 cm, 48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm	48.2 cm, 53.3 cm, 58.4 cm, 63.5 cm
Altura del respaldo	50.8 cm, 58.4 cm - 71.1 cm (incr. 2.5 cm)	50.8 cm, 58.4 cm - 71.1 cm (incr. 2.5 cm)	58.4 cm - 71.1 cm (incr. 2.5 cm)	50.8 cm, 58.4 cm - 71.1 cm (incr. 2.5 cm)	50.8 cm, 58.4 cm - 71.1 cm (incr. 2.5 cm)	58.4 cm - 71.1 cm (incr. 2.5 cm)	53.3 cm, 61 cm - 73.6 cm (incr. 2.5 cm)

Todas las especificaciones pueden variar según la configuración. | Los pesos de las sillas son aproximados e incluyen la base, las baterías, las funciones eléctricas del asiento y el sistema de asientos sin accesorios. | * La autonomía real variará según las condiciones de conducción y de la batería.

Tracción media



M1

136 kg

8 km/h

25.7 km*

61 cm

90 cm

52 cm

7.6 cm

144.6 kg (Grp 34s)

40.6 cm, 43.1 cm, 45.7 cm

—

Posterior: 0° - 50°

—

85° - 140°
65° - 80° (rebatible ajustable)

35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)

35.5 cm - 55.9 cm (incr. 2.5 cm)

45.7 cm - 73.6 cm



Tracción delantera

Tracción media

Tracción trasera



Serie pediátrica	Explorer Mini	Koala	K300 PS Jr.	M300 PS Jr.	K450 MX
Rango de edad	12 meses - 3 años	—	—	—	—
Peso y altura máximos del usuario	15.8 kg de peso 1 m de altura	36.2 kg de peso	74.8 kg de peso	74.8 kg de peso	56.7 kg de peso
Velocidad máxima	2.4 km/h	6.4 km/h	8 km/h	9.6 km/h	8 km/h
Autonomía	5.6 km*	24.1 km*	20.9 km*	20.9 km*	27.3 km*
Ancho de base	48.2 cm	58.4 cm	61 cm	61 cm	63.5 cm
Longitud de la base	63.5 cm	81.2 cm	101.6 cm	92.7 cm	88.9 cm
Radio mínimo de giro	—	53.3 cm	63.5 cm	50.8 cm	71.1 cm
Altura del piso	2.5 cm	6.3 cm	7.6 cm	7.6 cm	6.3 cm
Peso con baterías incluidas	23.5 kg	102.5 kg (M 40)	123.3 kg (Grp 34)	412 kg (Grp 34)	152.8 kg (Grp 34)
Altura del asiento al piso	30.7 cm - 55.1cm	38.1 cm (elevado)	42 cm (elevado) 42, 43.8, 47 cm (fijo)	43.1 cm (elevado) 43.1, 45, 47 cm (fijo)	7.6 - 66 cm (elevado)
Seat Elevación del asiento	—	20.3 cm	Opcional 20.3 cm	Opcional 20.3 cm	20.3 cm
Opciones motorizadas	—	0° - 25°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
Opciones de inclinación	—	85° - 120° (manual)	85° - 120° (manual)	85° - 120° (manual)	85° - 105° (manual)
Opciones del apoyapiernas	—	90° - 150° (manual)	70° (rebatible) 90 - 150° (fijo)	70° o 90° (rebatible) 90° - 150° (fijo)	90° - 125° (manual)
Profundidad del asiento	—	25.4 cm, 30.4 cm, 35.5 cm	25.4 cm - 45.7 cm	25.4 cm - 45.7 cm	25.4 - 45.7 cm (incr. 2.5 cm)
Ancho del asiento	—	25.4 cm, 30.4 cm, 35.5 cm	27.9 - 40.6 cm (incr. 2.5 cm)	27.9 - 40.6 cm (incr. 2.5 cm)	25.4, 30.4, 35.5, 40.6 cm
Altura del respaldo	Altura total de la silla 73.6 cm - 94 cm	35.5, 40.6, 50.8 cm	16.5" - 22.5" (by 1" incr.)	41.9 - 57.1 cm (incr. 2.5 cm)	35.5, 40.6, 50.8 cm (MX) 41.9 - 57.1 cm (PS Jr)

Todas las especificaciones pueden variar según la configuración. | Los pesos de las sillas son aproximados e incluyen la base, las baterías, las funciones del asiento eléctrico y el sistema de asiento sin accesorios.
* La autonomía real variará según las condiciones de conducción y de la batería.

Posicionamiento motorizado inigualable

Corpus es el sistema de asientos para sillas de ruedas más ergonómico y funcional del mercado y del mundo. Está cuidadosamente diseñado y configurado para potenciar movimientos funcionales, mientras permite una óptima posición del cuerpo.



La app MyPermobil está disponible para todos los nuevos M & F-Series Corpus & Modelos Corpus VS.



App Store is a trademark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google LLC.

Fabricado por:

permobil

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958
✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita