

Comfort


CURVE



ESTABILIDAD



POSICIONAMIENTO



PROTECCIÓN
DE LA PIEL



CURVE

Curve es un almohadón fabricado en espuma moldeada de alta densidad, ideal para proporcionar comodidad.

Su contorno leve promueve la redistribución de presión a lo largo de la superficie de sentado. El aductor medio favorece la alineación de miembros inferiores. El separador de muslo medio favorece la alineación postural.

Características

Medidas disponibles 20.3 cm a 61 cm.