

Sentado

Sistemas de  
bipedestación

Sistema de  
descanso

Ayudas  
terapéuticas

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life



# Monkey by Jenx

Un sistema de bipedestación simple pero altamente ajustable que permite posicionar desde el prono hasta la posición vertical a niños desde los 9 meses hasta los 4 años



Siempre solidario...

Reh&vita<sup>®</sup>

# Monkey by Jenx

Diseñado específicamente para atraer a los niños pequeños y sus familias, Monkey by Jenx es una opción divertida, ideal para ponerse de pie. Ofrece un ajuste de ángulo fácil y suave, incluso con el niño en su interior. Monkey puede ir desde la posición vertical a 90° hasta 20° en prono. Es perfecto para desarrollar gradualmente la tolerancia a la bipedestación, como parte de un programa de terapia. La excepcional capacidad de soporte torácico y pélvico junto con el flexible posicionamiento de las piernas hacen que el bipedestador pronoMonkey sea una excelente opción para casi todos los niños.

CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

## Straps desrotadores torácicos y pélvicos, con soportes laterales

Los straps se abrochan en el centro y se ajustan independientemente de cada lado, permitiendo alcanzar y mantener una posición de línea media. Hebillas y el material de gancho y bucle sirven para que, una vez ajustadas correctamente, las correas se pueden fijar, evitando que los hermanos o compañeros de clase manipulen los straps.

CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

## Straps de ajuste simétrico de cadera

Con abrochado en el centro y ajustable desde cualquier lado, ayuda a mantener la cadera del niño en línea media. Una característica clave que mantiene al niño cerca del bipedestador.

CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

## Bloque de abducción removible

Proporcionado como estándar, para ayudar a crear y dar soporte a una postura de pie con abducción.

CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

## Paneles torácicos y pélvicos ajustables independientemente

Permiten adaptarse a las proporciones exactas de cada niño, al mismo tiempo que evita la presión en áreas delicadas como un botón gástrico.



CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

### Tapizado comfortable

Paneles torácico, pélvico y de piernas totalmente tapizados, haciendo la bipedestación más cómoda para los niños, lo que ayuda a aumentar su tolerancia a permanecer de pie.



### Configuración rápida

Monkey viene como una unidad completa, lo que significa que lo que reciba en la caja está listo para configurarse rápida y fácilmente (con muy pocos ajustes necesario) para que su hijo pueda empezar usarlo de inmediato.

CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

# Siempre alentador...

Cada posición que adopta un niño tiene un efecto en su desarrollo y en su movimiento funcional, ahora y en el futuro.

Mejora la presión arterial y la circulación



Ayuda a la digestión y funcionamiento del intestino y la vejiga



Alienta el desarrollo de los huesos y músculos.



Ayuda a la libertad para explorar y participar



Asiste a la respiración y el habla



Ayuda a aliviar presión creada durante el estar sentado



Apoya la pelvis, muslos y pies, acompañando la actividad diaria de los niños



Proporciona independencia y aumenta las habilidades sociales



Los niños adquieren grandes beneficios psicológicos estando de pie, como también cambios físicos y en su desarrollo.

CARACTERÍSTICA INNOVADORA

Ajuste de ángulo suave y sencillo

El ángulo del marco puede ajustarse con el niño en el bipedestador.

CARACTERÍSTICA INNOVADORA

Sujecions para sandalias

Similares a unas sandalias completamente abiertas en su parte posterior, facilitando las transferencias del niño y el cuidador.





CARACTERÍSTICA  
INNOVADORA

### Brillante y amigable

El primer diagnóstico de las necesidades especiales de un niño puede ser muy difícil para los padres, que deben aprender un vocabulario completamente nuevo y lidiar con equipamiento y tratamientos nuevos y desafiantes. Con esto en mente, Monkey by Jenx ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el mejor apoyo en la intervención temprana de una manera suave, brillante y amigable.

Los padres a menudo comentan sobre la gran diferencia que ha tenido el diseño del producto, para ayudarlos a aceptar y utilizar un equipo bipedestador para sus hijos muy pequeños.

# Siempre Configurable Accesorios

## Monkey de Jenx viene completo con:

- Paneles torácico, pélvico y para las piernas.
- Cinchas de tórax y pelvis.
- Apoyapiés
- 4 ruedas giratorias bloqueables

- Soportes de posicionamiento ajustables para el tórax, la pelvis y las piernas
- Mesa ajustable en ángulo integrado con recipiente contenedor.
- Sujeciones de pie talla 1.

## Sujeciones de pie

Las cinchas se abren en la parte posterior facilitando las transferencias hacia el parado en prono. Monkey viene con sujeciones talla 1, los niños más grandes o que usan valvas pueden solicitar sujeciones talla 2.



## Realcer para elevar sujeciones de pie

Disponible para todos los tamaños de sujeciones de pie Jenx, los kits de realces elevadores otorgan mayor altura donde sea necesario! Ideal para adaptarse a una discrepancia en la longitud de la pierna, o para elevar la altura de los apoyapiés en cualquier producto, maximizando la crecimiento del producto.



Nota: Se necesita un kit por sujeción individual.

## Marco de actividades

Ideal para mejorar el control de la cabeza, y coordinación de ojo y mano. Fácil de colocar y ajustar. Incluye dos clips para adjuntar juguetes u otros artículos.



## Barra de agarre

Perfecto para niños que necesitan fijar una mano, para aumentar la funcionalidad.



# Siempre Adaptable





**Mesa integrada de ángulo ajustable**

Tanto el recipiente, como la mesa vienen incluidos, para ser utilizados en una amplia variedad de actividades.

**CARACTERÍSTICA INNOVADORA**

# Monkey: Especificaciones Técnicas

	Medidas	Unidades	Monkey NR-50
Edad del usuario	aprox.	meses- años	9 m - 4 a
Peso del usuario	max	kg	25
Ancho del tórax	min - max	cm	18.5 - 28.5
Ancho de pelvis	min - max	cm	18.5 - 28.5
Altura del tórax	min - max	cm	51 - 75
Tilt	prono - vertical	grados	20° - 90°
Base	ancho x largo	cm	58 x 88
Altura del bipedestador (desde el piso hasta la parte superior del soporte de tórax)	en posición vertical	cm	66 - 90



Fabricado por:



📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958  
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh**avita**®