

Comfort

M2



M2

M2 está construido con espuma moldeada de doble densidad, una base de espuma moldeada y un pack de gel Quadra 3D que regula y redistribuye la temperatura corporal. La tela de la parte inferior es antideslizante y se une con velcro.

Ofrece un soporte de posicionamiento avanzado, con contorno lateral de piernas para mejorar la alineación posutra, mientras el recorte alivia la presión sobre el coxis y la columna.

Los aductores de pierna ergonómicos aumentan en ancho cerca de la parte posterior del almohadón, para dar soporte al trocanter mayor.

Características

Medidas disponibles 25 cm a 61 cm