

Rehvita[®]

Bipedestador Monkey - Jenx

Bipedestador prono/vertical con marco de madera y aluminio con posibilidad de tilt anterior de 90° a 20°, a través de ajuste manual, el cual puede realizarse con el paciente en el bipedestador. Paneles torácicos y pélvicos, regulables en altura de manera independiente, con los correspondientes soportes de tronco y pelvis regulables con cinchas regulables en diámetro que permiten la de-rotación torácica y pélvica. Straps de tronco, cadera y piernas. Block abductor removible. Mesa de actividades provista de recipiente contenedor con cubierta del tamaño de la mesa, regulable en ángulo. Soporte con sujeciones de pies regulables en profundidad. Ruedas (4) con frenos individuales.

