

Silla de ruedas ultraliviana

TiLite CR1

permobil



Características claves

- Estructura ultraliviana.
- Centro de gravedad ajustable en 2.5 cm hacia el frente y detrás.
- Respaldo integrado plegable.
- Personalizable.


Protector de ropa personalizable

- Soporta el respaldo sin necesidad de incluir bisagras.
- Diseñado individualmente para un ajuste personalizado.



[12.0096, 12.0116]



A woman in a wheelchair is shown in profile, using a gym machine. The wheelchair has a distinctive double-angle front fork. The background is a gym setting with various pieces of equipment.

Componentes de rendimiento

- Rodamiento de los casters especialmente diseñados para una óptima maniobrabilidad y ahorro de peso.
- Refuerzos de fibra de PBO y titanio.
- Nuevos casters de fibra de carbono



Parte delantera de doble ángulo

- Diseñado para aumentar el acceso al entorno.
- Ubicación optimizada de los casters.





Colores de los componentes

Opciones anodizadas



Rojo



Naranja



Azul



Violeta



Verde



Dorado



Gris Carbón

Soportes y aros



Gris Carbón



Aluminio

Especificaciones

Peso de transporte	4 kg
Ancho del asiento	33 cm - 45.7 cm
Profundidad del asiento	33 cm - 48.2 cm
Altura del asiento delantero	44.5 cm - 53.3 cm
Inclinación del asiento	7°, 10°, 13°
Ángulo de pedana	85°
Altura del respaldo	25.4 cm - 43.2 cm

Camber	0°, 2°, 4°
Centro de gravedad	5 cm - 12.7 cm
Ángulo del respaldo	80° - 101°
Compatible con SmartDrive	si
Límite de peso	105 kg
Garantía	Limitada