

Bipedestador Standz I by Jenx

Bipedestador prono/supino adecuado para pacientes de 1 a 9 años. Presenta marco de aluminio con posibilidad de tilt anterior de 90° a 5°, mediante ajuste a pedal, el cual puede realizarse con el paciente en el bipedestador.

Permite la bipedestación y abducción de miembros inferiores, con regulación del ángulo de cadera individual hasta los 30°, consiguiendo una abducción total de 60°. Medidor de ángulo individuales que asegura un posicionamiento preciso. Postes de MMII con marcas numeradas para fácil posicionamiento de los soportes de piernas. Ajustes individuales de rodillas y de altura de apoyapiés que se adecúa en caso de discrepancia de longitud de MMII. Apoyapiés regulables en ángulo de 10° de dorsiflexión a 25° de flexión plantar.

Regulaciones de altura y tilt sin necesidad de herramientas, mediante mariposas de ajuste que permite realizarlo sin esfuerzo. Soportes torácicos y pélvicos, regulables en altura con las correspondientes cinchas regulables para mejorar el ajuste.

Straps de tronco, cadera y piernas. Straps y cubierta de tela antimicrobiana. Mesa de actividades encastrable con espacio de guardado dentro del dispositivo. Ruedas giro libre (4) con frenos individuales. Peso máximo del paciente 45 kg. Altura máxima del paciente 1,38 cm.

