

Respaldo Roho Agility Carbon

- Respaldo de estructura de base rígida de FIBRA DE CARBONO recubierto con una almohadilla de polietileno y poliuretano.
- Con insert integrado en la parte posterior del respaldo relleno de celdas interconectadas de aire confeccionado de poliuretano de poliéster y nylon recubierto con película de uretano.
- Ajustable en ángulo (-15 +15), profundidad, altura y ancho del paciente.
- Con capacidad de invertir el respaldo en anclaje fijo.
- Medidas:
 - Ancho: 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5 cm
 - Alto: 25.5, 33, 40.5 cm
- Contornos:
 - Torácico mínimo 3" o 7.5 cm
 - Torácico medio 4" o 10 cm.
- Posibilidad de colocarle soportes laterales de tronco rebatibles, ajustables en altura y profundidad.
- Rango de peso: 0.9 - 1.4 kg.

