

Asiento sanitario 3 en 1





Características

- Se abre y pliega fácilmente
- Fácil almacenamiento
- Configuración sin herramientas
- Incluye un cubo para inodoro, cubierta y protector contra salpicaduras.
- Construída en acero, son recubrimiento gris que aumenta la resistencia y la durabilidad. El asiento y la tapa son de plástico duradero
- Brazos de plástico para mayor comodidad
- Fabricado con materiales reciclados

Especificaciones	Descripción
Capacidad de peso	158 kg
Peso del producto	5.9 kg
Medidas del asiento:	33 cm de ancho x 37 cm de profundidad
Ancho de silla	57 cm
Altura máxima del asiento	54 cm
Altura mínima del asiento	39 cm







