

# Banco de transferencia deslizante y plegable



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C



FIGURA D

## Características

- El banco de transferencia se desliza hacia la izquierda y hacia la derecha a lo largo del marco para facilitar la entrada y salida de la bañera.
- La altura del asiento se ajusta en incrementos de 1.27 cm
- Puede plegarse para transporte y almacenamiento (Figura A)
- Incluye una jabonera extraíble (Figura B)
- Cuenta con una red de seguridad para atrapar artículos personales que se caigan y evitar que se doblen
- Incluye con cinturón de seguridad para mayor seguridad
- Fabricado con materiales reciclados

### Especificaciones

### Descripción

Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	7.2 kg
Dimensiones del asiento	57.1 cm x 47 cm
Altura del banco	53 cm - 63 cm

Fabricado por:

**drive**

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958  
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

**Reh&vita®**