

# Banco de transferencia



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

## Características

- Montaje sin herramientas de espalda, piernas y brazos (Figura A - C).
- La construcción con estructura en A proporciona estabilidad.
- Banco y respaldo de plástico duradero moldeado por soplado.
- La altura se ajusta en incrementos de 1/2" con patas de extensión únicas de "columna doble".
- Reversible para adaptarse a cualquier baño.
- La palanca sin pellizcos permite presionar los pasadores sin pellizcarse los dedos.
- Fabricado con materiales reciclados.

### Especificaciones

### Descripción

Capacidad de peso	181 kg
Peso del producto	5.6 kg
Ancho de banco	84 cm
Ancho de asiento	66 cm
Profundidad del banco	61 cm
Profundidad del asiento	48 cm
Altura máxima del asiento	57 cm
Altura mínima del asiento	4 cm

Fabricado por:



Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958  
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita®