

# Banqueta para ducha plegable y regulable



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C

## Características

- Se pliega fácilmente (Figura B)
- El banco moldeado por soplado proporciona comodidad y resistencia.
- Los orificios de drenaje en el asiento reducen el deslizamiento
- El marco de aluminio es liviano, duradero y resistente a la corrosión.
- Las patas en ángulo proporcionan estabilidad adicional.
- Fabricado con materiales reciclados.

### Especificaciones

### Descripción

Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	3 kg
Dimensiones del asiento	50 cm x 30.5 cm

Fabricado por:

**drive**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958  
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

**Reh&vita®**