

# Elevador de pacientes Hidráulico Manual



## Características

- Sistema hidráulico de alto rendimiento que eleva o baja al usuario de forma gradual y segura desde cualquier posición.
- Construido en cromo durable. Realizado en una construcción ligera y desmontable que permite el transporte fácil y rápido, además de brindar comodidad y estabilidad.
- Barra giratoria de 6 puntos, que incluya 2 o 4 correas y 2 conexiones de cadena.
- Ruedas de 12.7 cm, con frenos.
- Base ajustable en ancho.
- Incluye arnés de tela lavable.
- Un año de garantía.

### Especificaciones

### Descripción

Peso del producto	32 kg
Capacidad de peso	200 kg
Altura de la base al piso	16 cm
Ancho de la base	106 cm abierta y 57 cm cerrada
Altura del brazo	mínimo 44 cm y máximo 183 cm

Fabricado por: