

Elevador de inodoro



FIGURA A



FIGURA B

Características

- Diseñado para personas que tienen dificultades para sentarse o levantarse del baño.
- Agrega 12.7 cm a la altura del asiento del inodoro.
- Los apoyabrazos puedan quitarse o agregarse sin herramientas (Figura A).
- Los apoyabrazos y los receptores están hechos de metal.
- Construido en plástico moldeado de alta resistencia. Ligero y portátil.
- Se acopla fácilmente a la taza del inodoro, sin herramientas.
- Fácil de limpiar.
- Se adapta a la mayoría de los inodoros.
- Cuenta con un dispositivo de bloqueo con un tornillo y resistente, y una placa de bloqueo para un ajuste seguro.
- Fabricado con materiales reciclados

Especificaciones	Descripción
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	2.2 kg
Dimensiones	43.2 cm de ancho x 42 cm de profundidad x 12.7 cm de altura

Fabricado por:

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar