

Reposera Pediátrica OTTER



Disponibile en 3 tamaños

- Small
- Medium
- Large

Características

- Estructura de plástico.
- Tela verde que puede sacarse fácilmente y lavarse en lavarropas.
- Cuenta con acolchado adicional entre la tela y el marco Otter.
- El asiento y el respaldo son ajustables en 5 posiciones: 0°, 22.5°, 45°, 67.5° y 90°
- Las barras Uni-Bar del asiento y el respaldo permiten regular el ángulo con una sola mano.
- Las almohadillas para la cabeza son ajustables en altura y anchura, ofreciendo apoyo y comodidad.
- También se pueden utilizar como soportes laterales.
- Las correas de posicionamiento extraíbles se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo del marco
- Las correas para las piernas controlan la abducción y la aducción.
- Las patas antideslizantes ajustables elevan la silla hasta 17.8 cm.
- Los ajustes pueden realizarse con el usuario sentado en una silla.
- Se pliega para guardar fácilmente.
- Un año de garantía.

Especificaciones

Descripción según tamaño (Small, Medium, Large)

Peso del producto	5 kg 5.5 kg 6.3 kg
Capacidad de peso	27.2 kg 54.4 kg 72.6 kg
Altura del usuario	hasta 183 cm
Altura del respaldo	45.7 cm 63.5 cm 81.3 cm

Fabricado por: