

Reh**vita**[®]

CORZO XCountry

SILLA DE TRASLADO
COMPLETAMENTE
AJUSTABLE Y
PLEGABLE



patron[®]
CORZO XCountry

- Silla de traslado tipo cochecito
- Acompaña el crecimiento del niño
- 4 tamaños diferentes
- Capacidad de peso (hasta 75 kg)
- Crash Tested

TAMAÑOS

CRX 30



CRX 34



CRX 38



CRX 42



CARACTERÍSTICAS

El nuevo diseño de chasis en 4 tamaños diferentes es la base de la Silla multifunción de la línea CORZO. La silla **CORZO Xcountry** - en todos sus tamaños 30, 34, 38 y 42- está diseñada para que los niños con necesidades especiales la utilicen durante períodos de corta duración, por ej. durante traslados.

El chasis completamente plegable y con un diseño auténtico está fabricado con un perfil de aleación liviana y una terminación en pintura electrostática. La silla cuenta con un plegado fácil, ruedas de 175/265 mm, cuadro liviano, sujeción de tronco y pelvis de 5 puntos para un traslado más cómodo y seguro y capacidad máxima de peso (hasta 75 kg en la medidas 38 y 42). Estas características permiten que la silla sea apropiada para traslados en transporte público y para actividades al aire libre.

A pesar de todas las ventajas de una silla plegable, **CORZO Xcountry** mantiene las ventajas de posicionamiento y "crecimiento" de las sillas standard, tales como la profundidad ajustable del asiento, respaldo ajustable en altura y apoyapiés regulable en altura.

Asimismo, los tamaños 38 y 42 acompañan el crecimiento en la altura del respaldo. Su amplia variedad de tamaños y la posibilidad de hacer modificaciones cubren las necesidades del usuario. Para su uso correcto por favor consultar un especialista en posicionamiento. Este producto se corresponde con los requerimientos técnicos, de seguridad e higiene.

Equipamiento Standard

- Asiento ajustable en profundidad
- Respaldo ajustable en altura
- Apoyapiés plegable regulable en altura y ángulo
- Ángulo del respaldo ajustable en 2 posiciones
- Sistema que acompaña el crecimiento en la altura del respaldo (para tamaños 38 y 42 únicamente)
- Sujeción de tronco y pelvis de 5 puntos acolchada
- Ruedas sólidas de 175/265 mm



SILLA PLEGADA



Crash tested

Este producto ha sido exitosamente probado contra choque. Asimismo cumple con los requisitos de la norma ISO 7176/19. La misma permite darle a la silla su uso cotidiano e incluso transportarla en vehículos adaptados y equipados con los anclajes necesarios

Códigos

CORZO Xcountry 30	01PAT10030
CORZO Xcountry 34	01PAT10034
CORZO Xcountry 38	01PAT10038
CORZO Xcountry 42	01PAT10042

	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Altura del respaldo (mm)	550-650	580-690	660-930	660-930
Profundidad del asiento (mm)	280-340	290-350	320-390	330-400
Ancho del asiento (mm)	300	340	380	420
Del asiento al apoyapiés (mm)	310-440	320-460	290-450	350-520
Ángulo del respaldo	90°, 89°	94°, 91°	90°, 88°	94°, 92°
Ángulo del asiento	20°	25°	25°	21°
Longitud total	960	1010	980	1050
Ancho total	520	570	620	650
Altura total con manija de empuje	1010/1000-1110	1070/960-1040	1170/920	1170/920
Freno	A pedal	A pedal	A pedal	A pedal
Peso	12,7 kg	13 kg	14 kg	14,7 kg
Capacidad máxima de peso	45 kg	55 kg	75 kg	75 kg
Longitud de silla plegada (mm)	1140	1160	1180	1260
Ancho de la silla plegada (mm)	320	310	320	370
Altura de la silla plegada (mm)	340	360	330	320

Fabricado por:

patron
creative in care

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita