

Reh**vita**<sup>®</sup>

## PIPER Comfort

SILLA DE TRASLADO  
SEMI AJUSTABLE



**patron**<sup>®</sup>  
**PIPER Comfort**

- Reclinación del respaldo
- Apoyapié regulable en altura
- Silla plegable compacta
- Manija de empuje plegable de una pieza
- Capacidad máx de peso: 50 kg

TAMAÑOS

ÚNICO



## CARACTERÍSTICAS

**PIPER Comfort** es de los últimos modelos de sillas de traslado. Fue diseñada para que la utilicen niños con necesidades especiales durante cortos períodos de tiempo. El chasis completamente plegable fue diseñado con un perfil liviano de aluminio.

La silla cuenta con la base del asiento, apoya pantorrillas ajustable, respaldo reclinable con extensión, ruedas sólidas de 175/225 mm, apoyapiés desmontable y regulable y sujeción de 5 puntos acolchada en los hombros. Estas características aseguran que este producto sea óptimo para su uso en transportes públicos y para actividades en interior o exterior.

Para su uso correcto por favor consultar a un especialista en Posicionamiento. Este producto se corresponde con los requerimientos técnicos, de salud e higiene

### Equipamiento Standard

- Profundidad del asiento NO ajustable
- Altura de la extensión del respaldo NO ajustable
- Reclinación del respaldo ajustable
- Altura del apoyapiés ajustable y desmontable
- Ancho del asiento ajustable mediante soportes laterales flexibles
- Sujeción de 5 puntos acolchada en los hombros
- Ruedas delanteras sólidas de 175/225 mm con anti giro
- Horquillas y ruedas desmontables
- Manija de empuje de una pieza plegable
- Canasta



SILLA PLEGADA

### Códigos

01PAT20034 VERDE  
01PAT20035 NEGRO

|  | Reductor de Asiento / Elevador del apoyapiés | Piper Comfort |
|--|--|---------------|
| Altura del respaldo (mm)               | 680  | 680           |
| Profundidad del asiento (mm)           | 240  | 290           |
| Ancho del asiento (mm)                 | 230/270                                      | 350           |
| Del asiento al apoyapiés (mm)          | 150-275                                      | 250-375       |
| Ángulo del respaldo                    | 90° - 135°                                   | 90° - 135°    |
| Ángulo del asiento                     | 26°  | 26°           |
| Longitud total (mm)                    | 1080   | 1080          |
| Ancho total (mm)                       | 590  | 590           |
| Altura total con manija de empuje (mm) | 1000   | 1000          |
| Freno                                  | A pedal                                      | A pedal       |
| Peso                                   | 14,5 kg                                      | 14,5 kg       |
| Capacidad máxima de peso               | 50 kg  | 50 kg         |
| Longitud de silla plegada (mm)         | 1020   | 1020          |
| Ancho de la silla plegada (mm)         | 310  | 310           |
| Altura de la silla plegada (mm)        | 300  | 300           |

Fabricado por:

**patron**  
creative in care

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958  
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

**Reh&vita**