

Reh^ovita[®]

TOM 5 Streeter

SILLA DE TRASLADO
COMPLETAMENTE
AJUSTABLE Y
PLEGABLE



patron[®] TOM 5 Streeter

- Chasis 100% de aluminio
- 3 tamaños: Mini, STD y Maxi
- Perfil central de aluminio
- Amplia gama de accesorios

TAMAÑOS

MINI



STD



MAXI



CARACTERÍSTICAS

Este nuevo modelo de silla cuenta con un chasis de aluminio con refuerzo en las uniones que asegura un cuadro más liviano y de mayor durabilidad. Además de ser plegable, cuenta con un sistema de freno seguro, amortiguación delantera y manija de empuje ergonómica ajustable en altura.

El asiento es desmontable y reversible, regulable en ancho y profundidad. No sólo cuenta con un perfil central de aluminio sino también con un sistema de basculación en el espacio (tilt) y la posibilidad de colocar accesorios y soportes. La base del asiento está recubierta por una funda acolchada completamente desmontable. Cuenta con una manija de empuje cómoda y con un cuadro completamente plegable.

La silla TOM5 ha sido diseñada por profesionales en posicionamiento y se distingue no sólo por su diseño sino también por su valor de uso - es una de las sillas más livianas de su categoría. Además, las ruedas sólidas de 75/265 mm permiten su uso en interior o exterior.

Equipamiento Standard

- Asiento desmontable y reversible
- Respaldo ajustable en altura
- Base del asiento regulable en ancho y profundidad
- Asiento con basculación en el espacio (tilt)
- Respaldo reclinable con soportes laterales
- Pedana ajustable en ángulo y altura
- Apoyapiés ajustable en ángulo
- Ruedas sólidas 175/265 mm
- Barral frontal acolchado y desmontable
- Manija de empuje ergonómica ajustable en altura
- Tapizado con marcas de seguridad reflectivas
- Canasto de acero



SILLA PLEGADA



Crash tested

Este producto ha sido exitosamente probado contra choque. Asimismo cumple con los requisitos de la norma ISO 7176/19. La misma permite darle a la silla su uso cotidiano e incluso transportarla en vehículos adaptados y equipados con los anclajes necesarios

Códigos

TOM 5 Streeeter MINI: 01PAT30010
TOM 5 Streeeter STD: 01PAT30020
TOM 5 Streeeter MAXI: 01PAT30030

	MINI	STD	MAXI
Altura del respaldo (mm)	440-570	510-680	550-700
Profundidad del asiento (mm)	185-270	230-330	290-400
Ancho del asiento (mm)	220 -280	250 -350	270 -390
Del asiento a la pedana (mm)	90-260	120-360	120-390
Ángulo del respaldo	0°, 170°	0°, 170°	0°, 170°
Ángulo del asiento	+45°/-28°	+45°/-28°	+45°/-28°
Longitud total (mm)	760	760	760
Ancho total (mm)	590	630	670
Altura total con manija (mm)	950/1100	950/1110	970/1180
Freno	a pedal	a pedal	a pedal
Peso	15,5 kg	17,5 kg	19 kg
Capacidad máxima de peso	35 kg	40 kg	50 kg
Longitud de silla plegada (mm)	840	850	860
Ancho de la silla plegada (mm)	590	630	670
Altura de la silla plegada (mm)	360	370	370

Fabricado por:

patron
creative in care

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA

☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958

✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®