

Silla de baño y ducha con ruedas



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C



FIGURA D

Características

- Marco fácil de armar.
- Asiento de inodoro de vinilo, acolchado y con frente abierto (Figura A)
- Construido en aluminio, liviano y duradero.
- Ruedas giratorias de 7.6 cm antideslizantes y resistentes a la oxidación (2 con bloqueo trasero) (Figura B).
- El botón pulsador de latón permite un fácil montaje (Figura C).
- Respaldo removible sin herramientas.
- Brazos de plástico para mayor comodidad.
- Incluye con un inodoro extraíble y una cubierta (Figura D)

Especificaciones	Descripción
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	6.3 kg
Dimensiones del asiento	40.6 cm x 40.6 cm
Altura	53.3 cm

Fabricado por:

drive

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®