

Silla de ducha giratoria



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C



FIGURA D



FIGURA E



FIGURA F

Características

- Silla de baño compacta diseñada para ayudar a prevenir lesiones por fricción y corte, con acción giratoria de 360 grados y bloqueo cada 90 grados. Elimine la necesidad de realizar peligrosos traslados a la bañera causados por pasar por encima y dentro o fuera de la bañera.
- El asiento se puede ajustar de 38 a 55.8 cm y los apoyabrazos acolchados pueden levantarse, bajarse y bloquearse en su lugar.
- El marco de aluminio resistente a la oxidación es liviano, duradero y soporta hasta 158 kg.
- Cada pata incluye una punta antideslizante que ofrece seguridad en superficies mojadas.
- Los apoyabrazos acolchados brindan un soporte superior y crean una superficie cómoda y antideslizante para un agarre seguro, en posición sentado o de pie.
- El ajuste en altura puede realizarse de forma sencilla y rápida con la ayuda de un alfiler para conseguir la posición ideal para sentarse.
- Los orificios de drenaje ayudan a evitar que el agua se acumule, lo que hace que el banco sea más cómodo y menos resbaladizo .
- El diseño con botón pulsador y encaje no requiere herramientas y se ensambla en solo minutos.
- Asiento, respaldo y puntas antideslizantes incluyen un tratamiento antimicrobiano que ayudan a minimizar el crecimiento de malos olores, moho y hongos en superficies tratadas.

Especificaciones	Descripción
Capacidad de peso	158 kg
Peso del producto	4 kg
Ancho entre apoyabrazos	44 cm
Medidas del asiento	46 cm x 40.6 cm
Altura del asiento regulable	38 cm a 56 cm
Ancho total entre patas	44 cm
Profundidad total	38 cm

Fabricado por:



Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita®