

Silla de ruedas para ducha con freno autopropulsable



Características

- El diseño versátil 3 en 1 permite colocar este modelo fácilmente sobre un inodoro estándar y usarlo como un inodoro portátil autónomo, o como silla de ducha.
- La altura puede ajustarse de forma sencilla y rápida para conseguir la posición ideal para sentarse.
- Los apoyabrazos acolchados y rebatibles brindan un soporte superior y crean una superficie cómoda y antideslizante para un agarre seguro al estar sentado o de pie.
- El balde del inodoro es fácil de vaciar, para reducir salpicaduras y derrames. Utilice revestimientos para inodoros para una limpieza aún más rápida y menos desorden.
- Las ruedas con bloqueo delanteras de 12.7 cm y las ruedas traseras con bloqueo de 61 cm brindan seguridad adicional cuando la unidad no está en movimiento.
- Asiento y respaldo acolchados duraderos y fáciles de limpiar.
- La apertura del asiento permite un acceso sin obstáculos al área perineal, para una limpieza fácil y efectiva.
- Apoyapiés rebatibles y desmontables, con ajustes de altura y ángulo.
- El marco es de aluminio liviano y duradero, resistente a la oxidación y soporta hasta 125 kg.
- Montaje sencillo y sin herramientas.

Especificaciones

Descripción

Capacidad de peso	125 kg
Peso del producto	18.5 kg
Dimensiones del asiento	45.7 cm x 43 cm
Altura del respaldo	48.2 cm
Altura del asiento al suelo	49.5 x 54.6 cm

Fabricado por:

drive

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®