

# Silla para ducha de aluminio con 4 patas desmontables y regulables



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C

## Características

- Montaje sencillo y sin herramientas del asiento trasero y las patas (Figura A - B)
- El marco de aluminio es liviano, duradero y resistente a la corrosión. La tabla plástica cuenta con agujeros para drenar el agua.
- Las patas son ajustables en altura en incrementos de 2.5 cm y están anguladas con puntas estilo succión para brindar estabilidad adicional.
- Fabricado con materiales reciclados.
- Garantía de un año.

Especificaciones	Descripción
Capacidad de peso	136 kg
Peso de la silla	3 kg
Ancho de asiento	51 cm
Profundidad de silla	43 cm
Profundidad de asiento	37 cm
Altura máxima del asiento	50 cm
Altura mínima del asiento	40 cm

Fabricado por:



Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958  
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita®