

# Escalón de Baño Portátil



## Características

- Hace que entrar y salir de la bañera sea más fácil y seguro.
- La superficie cuenta con una textura antideslizante y cómoda al tacto.
- Su diseño modular único, permite apilar varios escalones .
- La altura del escalón es de 10 cm
- Al apilarlos, se agrega un espacio adicional de 5 cm.
- El escalón del baño viene con cuatro cubiertas removibles en la superficie, que deben retirarse cuando se apilan.
- Garantía de un año.

### Especificaciones

### Descripción

Capacidad de peso

200 kg

Dimensiones

49.5 cm de ancho x 10 cm de alto x 40.6 de profundidad

Fabricado por:

**drive**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958  
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh**avita**®