

Silla para ducha plástica con respaldo y apoyabrazos



Características

- Ajuste de altura sencillo y sin herramientas con indicador de altura.
- Se ajusta en incrementos de 1.27 cm.
- Asiento de mayor comodidad que se adapta a todas las formas y tamaños.
- Espalda, piernas y brazos desmontables fácilmente y sin herramientas.
- El diseño liviano incluye patas grandes y estables con pies suaves y antideslizantes.
- Fabricado con materiales reciclados.

Especificaciones	Descripción
Ancho de asiento	55 cm
Profundidad de asiento	42 cm
Altura del asiento	40 cm - 52 cm
Ancho total de la silla	55 cm
Profundidad total	42 cm
Peso del producto	5.5 kg
Capacidad de peso	158 kg

Fabricado por:



📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Rehavitá®