



via GO<sup>®</sup>

NUEVO

El asistente de empuje compacto



Trasladar de  
manera más fácil

# vía GO. Empuje inteligente



## El asistente de empuje potente y fácil de usar para sillas de ruedas

A veces, el pavimento en mal estado o una pequeña pendiente se convierte en un obstáculo insuperable en la vida cotidiana. La potente y fácil ayuda de **vía GO** de Alber ofrece una asistencia ideal para que el acompañante pueda superar estas situaciones con confianza y sin esfuerzo en el futuro. De esta forma puede recuperar la movilidad natural y volver a disfrutar de los traslados o salidas acompañados, de forma relajada.

Este dispositivo de empuje compacto y de alta calidad, se adapta a casi todos los modelos de sillas de ruedas. Asimismo, puede consultar con Rehavita si su silla de ruedas es compatible.

**Vía GO le da un impulso a tu vida.**

COMPACTO Y PRÁCTICO



Experimenta más:  
Simplemente práctico.

vía GO convence por su versatilidad y se convertirá en un compañero diario, tanto en la vida cotidiana como en las salidas o viajes.

Gracias a su tamaño compacto y su peso reducido, el dispositivo de empuje es fácil de manejar y se puede guardar rápidamente en cualquier espacio.

FUERTE Y DURABLE



Sin esfuerzo:  
Solo continúa avanzando.

En cada ciudad hay pendientes o rampas. Con vía GO tendrás la asistencia justa cuando más lo necesites y podrás trasladar a tus seres queridos hasta 16 km sin inconvenientes.

INTUITIVO Y FLEXIBLE



Pensamiento inteligente:  
Hacerlo fácil.

Incluso sin ningún conocimiento previo, Go puede utilizarse de forma inmediata. Los controles grandes y claramente diseñados hacen que el control sea simple. Además, no es necesario quitarlo para plegar su silla de ruedas.

SEGURO Y CONFIABLE



Calidad Alber:  
Simplemente bueno.

La ayuda de empuje vía GO incorpora toda la experiencia y conocimientos de Alber, el especialista y líder del mercado en el campo de los dispositivos de propulsión para sillas de ruedas. Los productos Alber establecen constantemente nuevos estándares y son sinónimo de calidad y seguridad certificada por TÜV.

FABRICADO EN ALEMANIA ■■■

### Datos técnicos vía GO

#### Dimensiones

Unidad motriz: 17 x 24 x 27 cm (ancho x alto x largo)

Unidad de control: 3.5 x 9.5 x 2.7 (ancho x alto x profundidad)

**Velocidad:** 1.5 - 5.5 km/h

**Autonomía:** hasta 16 kilómetros (batería de litio integrada)\*

**Peso límite:** hasta 150 kg (peso de la persona)

**Grado de inclinación en pendientes:** hasta 16°

#### Peso:

Cargador: 540 g

Unidad motriz: 5.8 kg

Unidad de control: 140 g

\* Dependiendo de la carga útil, el perfil del terreno y la temperatura ambiente según ISO 7176-4

\*\* Es posible que existan restricciones dependiendo de la silla de ruedas utilizada y de la idoneidad del operador.




# Vida diaria: simplemente más fácil.

El **mando de control** compacto y ergonómico se monta muy fácil y rápidamente en el puño de la silla, gracias a su sistema magnético.

El **sistema de fijación** inteligente permite plegar la silla, sin tener que desacoplar el via GO.

Gracias a su diseño compacto y ligero, un asa amplio y ergonómico, la **unidad motorizada** es extremadamente fácil de poner, quitar y transportar.



# via GO®

El asistente de empuje compacto

alber

Vía GO cumple con la normativa CE según el Reglamento Europeo sobre Productos Sanitarios (MDR) 2017/745 y fue testeado de forma voluntaria por TÜV Süd según la última edición de Pro. Norma de producto EN 12184 probada.

El estándar de calidad Alber está certificado bajo la norma de gestión de calidad ISO 13485 para dispositivos médicos. Los productos se fabrican garantizando el respeto al medio ambiente a través del sistema de gestión ambiental certificado ISO 14001.



**Vía GO**  
**Empuje inteligente**

FABRICADO EN ALEMANIA ■■■

**Alber GmbH**

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
(011) 5365-8080 | (+54911) 2328-6958  
ventas@rehavita.com.ar | www.rehavita.com.ar

Reh&vita