

## Silla Erivo R10

Silla de ruedas motorizada de plegado ultra compacto, diseño de marco robusto y deportivo de aluminio con asiento ergonómico de estructura rígida provista de almohadón de espuma, transpirable y confortable. Ancho de asiento de 50 cm y profundidad de 47cm. Altura del respaldo de 50cm y altura del asiento 50.8 cm. Ruedas traseras de 12 ½" con llantas neumáticas y suspensión, ruedas delanteras de PU de 8" antipinchaduras. Apoyapiés rebatibles y regulables en altura, apoyabrazos rebatibles. Bolsillo portaobjetos en la parte posterior del respaldo. Protección ante salpicadura de agua, lo que permite usarla en la lluvia. Batería de ion-litio de 11 Ah, instalada debajo del asiento, removible, incluye cargador automático. Alcanza nivel máximo de carga en 6 hs y permite una autonomía de 17 km. Joystick rebatible, con selección de velocidad de 1.6 a 6.4 km/h. Peso de la silla 29.7 Kg. Peso máximo del usuario: 150 Kg.



## Silla Erivo R11

Silla de ruedas motorizada de plegado ultra compacto, diseño de marco robusto y deportivo de aluminio con asiento ergonómico de estructura rígida provista de almohadón de espuma, transpirable y confortable. Ancho de asiento de 50 cm y profundidad de 47cm. Altura del respaldo de 50cm y altura del asiento 50.8 cm. Ruedas traseras de 12 ½" con llantas neumáticas y suspensión, ruedas delanteras de PU de 8" antipinchaduras. Apoyapiés rebatibles y regulables en altura, apoyabrazos rebatibles. Bolsillo portaobjetos en la parte posterior del respaldo. Protección ante salpicadura de agua, lo que permite usarla en la lluvia. Batería de ion-litio con capacidad extendida de 30.15 Ah, instalada debajo del asiento, removible, incluye cargador automático. Alcanza nivel máximo de carga en 6 hs y permite una autonomía de 35.5 km. Joystick rebatible, con selección de velocidad de 1.6 a 6.4 km/h. kit de luces anteriores y posteriores. Peso de la silla 32 Kg. Peso máximo del usuario: 150 Kg.

