

Silla Invacare Action 2 NG

Plegado lateral

Silla de ruedas manual semi activa de traslado con cuadro de aluminio de estructura tubular. Chasis compacto y liviano de plegado lateral y respaldo semi plegable que facilita el guardado. Indicada para pacientes adolescentes/adultos con movilidad reducida y que requieren de una silla de ruedas para transporte asistido. Apoyabrazos tipo escritorio con protectores laterales de ropa incorporados, ajustables en altura y extraíbles. Manijas de empuje fijas. Sistema de freno para acompañante en las manijas de empuje y frenos para usuario de ubicación en ruedas posteriores y de fácil acceso. Pedana rebatible, desmontable y regulable en altura. Ruedas antivuelco extraíbles. Ruedas delanteras de 8"x 1,5" macizas. Ruedas traseras de 12"(30,5 cm). Capacidad para superar obstáculos: 7°. Peso del cuadro de la silla 10.2 kg. Capacidad de peso del usuario: 125 Kg.

