



Scooter VIRGO-F

VIRGO-F es un scooter eléctrico fácilmente desmontable en cuatro piezas, con manillar Delta anti salpicaduras, asiento ergonómico giratorio 360°, cesta portaobjetos y espejo retrovisor opcional.



CARACTERÍSTICAS

CONTROLADOR:	DYNAMIC 50A
MOTOR:	270W CON FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS
PENDIENTE:	6°
VELOCIDAD MÁXIMA:	8 KM/H
AUTONOMÍA:	16 KM
BATERÍA:	24V 12AH
RUEDA:	DE 8" PU NEGRO
CARGADOR:	24V 2A
ASIENTO:	PVC Y ESPONJA
ANCHO TOTAL:	48,5 CM
ALTURA TOTAL:	88 CM
LONGITUD TOTAL:	107,2 CM
ALTURA DEL ASIENTO:	49,5 - 53 CM
ANCHO DEL ASIENTO:	43,5 CM
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO:	36 CM
PESO BRUTO/PESO NETO:	45,5 / 41,5 KG
LÍMITE DE PESO MÁXIMO:	136 KG

