

Rehvita®

Sistema de propulsión eléctrica Smart Drive

Sistema que brinda asistencia de propulsión eléctrica para sillas de ruedas manuales de cuadro rígido, plegado lateral, con basculación en el espacio y monocomando. Pensado para reducir el esfuerzo de propulsión y mejorar la movilidad tanto de pacientes adultos como de niños, facilitando cubrir grandes distancias y atravesar pendientes con menor esfuerzo. Se puede usar en interior y exterior. Es un dispositivo liviano que se coloca rápidamente y su diseño de rueda omni-direccional se mueve con el usuario a medida que avanza, gira, atraviesa obstáculos y trepa inclinaciones de hasta 17%.

Compuesto por:

- Opción 1: Control giratorio de velocidad con diseño ergonómico que permite encender, parar y cambiar la velocidad sobre la marcha, con luces LED indicando cuando el control de velocidad está activado. Se coloca directamente al marco de la silla.
- Opción 2: Control por Switch presionando sólo un botón en modo momentáneo o contínuo.
- Aplicación gratuita compatible con Apple Watch o Android para controlar el SmartDrive MX2+
- Equipo MX2+ con batería incorporada de Litio con manija para transportarlo y montarlo fácilmente a la silla.
- Información técnica:
 - Dimensiones: largo: 39 cm, ancho: 14 cm, alto: 24 cm
 - Peso: 6 kg
 - Alcance: 19.8 km/h
 - Velocidad máxima 8,8 km/h
 - Autonomía aproximada de 16 km

