

Banco de ducha bariátrico con soporte en cruz Drive



Características

- Banco de plástico duradero moldeado por soplado.
- El marco cuenta con travesaños que ajustan el ancho y la profundidad mediante remaches de tipo aeronáutico.
- El marco de aluminio es ligero, duradero y resistente a la corrosión. Los orificios de drenaje reducen el deslizamiento.
- Herraje de estilo europeo para ajustar la altura de las patas. La altura se ajusta en incrementos de 2,5 cm.
- Fabricado con materiales reciclados.
- Medidas del asiento: 51 cm x 30,5 cm
- Capacidad de peso: 226 kg.