

Banco de transferencia bariátrico Drive



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

Características

- Montaje sin herramientas de respaldo, patas y reposabrazos.
- El marco en forma de A proporciona mayor estabilidad.
- La altura se ajusta en incrementos de 1,27 cm, con exclusivas patas extensibles de doble columna.
- Su armado reversible, lo que permite adaptarse a cualquier baño.
- Sin piezas expuestas que puedan lesionar al paciente.
- Ventosas grandes con bloqueo para mayor seguridad.
- Fabricado con materiales reciclados.
- Medidas del asiento: 67.3 cm x 42 cm
- Peso del producto 6.3 kg
- Capacidad de peso: 226 kg