

# Silla de baño bariátrica con soporte en cruz Drive



## Características

- Silla de baño de plástico duradero moldeado por soplado.
- El marco de aluminio es ligero, duradero y resistente a la corrosión. Los orificios de drenaje reducen el deslizamiento.
- El marco cuenta con travesaños que ajustan el ancho y la profundidad mediante remaches de tipo aeronáutico.
- El herraje de estilo europeo para ajustar la altura de las patas. La altura se ajusta en incrementos de 2,5 cm.
- Fabricado con materiales reciclados.
- Tamaño del asiento 51 cm x 30,5 cm
- Capacidad de peso: 226 kg.