

# Reh<sup>vita</sup><sup>®</sup>

## Silla de Ducha con Tilt Drive

Silla de baño y ducha, de marco de aluminio resistente a la corrosión con tilt de 30° para mayor comodidad y posicionamiento del paciente. Permite colocarla sobre un inodoro estándar o en la ducha. Apoyabrazos acolchados y rebatibles, asiento acolchado con abertura de asiento que permite el acceso sin obstáculos a la zona perineal. Cubeta de inodoro. Cinturón pélvico y soporte de tórax. Apoyapiés rebatibles y desmontables con ajuste de altura y ángulo. Permite ajuste de altura de la silla para lograr una posición ideal. Ancho de 43 cm x 51 cm. Soporta hasta 136 kg. Peso total: 20.4 kg

