

TiLite® X

Silla de ruedas manual plegable de aluminio



permobil

TiLite® Z

Silla de ruedas manual rígida de aluminio



Es tu TiLite

Presentamos TiLite X y TiLite Z: movilidad verdaderamente personalizada con más de mil millones de configuraciones posibles y un montaje optimizado, sin comprometer la calidad distintiva, ni el excepcional rendimiento.

Con un peso reducido y máxima capacidad de ajuste, estas sillas se adaptan perfectamente a las cambiantes necesidades de asiento y movilidad.



El rendimiento viene de serie

Hecho a tu medida

Tensión ajustable mediante correa de asiento

Ajuste más fácil que nunca

Ajuste de ruedas Precision Lock

Ruedas SoftRoll de material compuesto



El rendimiento viene de serie



Nuevo apoyabrazos rebatible o extraíble estilo T

Bloqueo de ruedas de empuje/tracción de aluminio reforzado

Bastidor y travesaño rediseñados para optimizar el peso de transporte y el rendimiento

Ajuste de ruedas GearLock

Ruedas SoftRoll de material compuesto

Sillas a medida, confiables e inigualables

- Resultado de 25 años de experiencia, más 3 años de desarrollo en colaboración con expertos del sector.
- Fabricado individualmente, para cada usuario.
- Más resistente, ligero y más rápido que nunca.



Colores del marco

High gloss paint



Red
Pepper



Neon pink



High gloss
black



Seafoam
Green



Lavender
Dusk



Blue Mist



Daffodil
Yellow

Matte textured paint



Flame
orange



OD
green



Hyper
blue

Candy paint



Pomegranate
Red



Indigo
Purple

Metallic paint



Tangerine
metallic



Acid green
Metallic



Ocean blue
metallic



Black
Galaxy



Silver
Streak

Matte paint



Titanium
grey



Black lava

Pearlescent paint



Midnight
blue pearl



White
pearl

Colores de los componentes (solo TiLite Z)

Anodized



Red



Orange



Blue



Purple



Green



Gold



Black

Especificaciones

	TiLite Z	TiLite X
Peso de transporte*	5.1 kg	5.4 kg
Material del cuadro	Aluminio	Aluminio
Ancho del asiento	30.5 - 50.8 cm	35.5 - 55.8 cm
Profundidad del asiento	30.5 - 50.8 cm	35.5 - 50.8 cm
Altura del asiento delantero	40.6 - 53.3 cm	34.8 - 52.8 cm
Altura del asiento trasero	33.3 - 50.8 cm	33.3 - 52.8 cm
Ángulo del armazón delantero	75°, 80°, 85°, o 90°	Swing Away 70°, 80°, 85°
Altura del respaldo	23.9 - 52.8 cm	30.5 - 52.8 cm
Inclinación	0°, 2°, 4°, o 6°	0°, 2°, o 4°
Centro de gravedad	13.7 cm	10.2 cm
Ángulo del respaldo	80° - 101°	80° - 101°
Límite de peso	124 kg	Estándar - 136 kg Reforzada - 158 kg

(*) El peso de transporte se calcula con base en un asiento de 40,6 x 40,6 cm con 0 grados de inclinación, ruedas Poly de 10 cm, herrajes Compass 4 Comfort Company y tapizado estándar. Se excluyen los seguros de las ruedas y todos los elementos que se puedan desmontar sin herramientas, como dispositivos antivuelco, apoyapiés rebatibles, apoyabrazos, ruedas traseras, protectores laterales y asientos.