

TiLite® X

Silla de ruedas manual plegable de aluminio



permobil

TiLite® Z

Silla de ruedas manual rígida de aluminio



SPEEDLITE

Es tu TiLite

Presentamos TiLite X y TiLite Z: movilidad verdaderamente personalizada con más de mil millones de configuraciones posibles y un montaje optimizado, sin comprometer la calidad distintiva, ni el excepcional rendimiento .

Con un peso reducido y máxima capacidad de ajuste, estas sillas se adaptan perfectamente a las cambiantes necesidades de asiento y movilidad.



El rendimiento viene de serie

Hecho a tu medida

Tensión ajustable mediante correa de asiento

Ajuste más fácil que nunca

Ajuste de ruedas Precision Lock

Ruedas SoftRoll de material compuesto



El rendimiento viene de serie



Nuevo apoyabrazos rebatible o extraíble estilo T

Bloqueo de ruedas de empuje/tracción de aluminio reforzado

Bastidor y travesaño rediseñados para optimizar el peso de transporte y el rendimiento

Ajuste de ruedas GearLock

Ruedas SoftRoll de material compuesto


Sillas a medida, confiables e inigualables

- Resultado de 25 años de experiencia, más 3 años de desarrollo en colaboración con expertos del sector.
- Fabricado individualmente, para cada usuario.
- Más resistente, ligero y más rápido que nunca.




Colores del marco


High gloss paint




Matte textured paint



Candy paint



Metallic paint



Matte paint



Pearlescent paint



Colores de los componentes (solo TiLite Z)

Anodized



Especificaciones

	TiLite Z	TiLite X
Peso de transporte*	5.6 kg	5.4 kg
Material del cuadro	Aluminio	Aluminio
Ancho del asiento	30.5 - 50.8 cm	35.5 - 55.8 cm
Profundidad del asiento	30.5 - 50.8 cm	35.5 - 50.8 cm
Altura del asiento delantero	40.6 - 53.3 cm	34.8 - 52.8 cm
Altura del asiento trasero	33.3 - 50.8 cm	33.3 - 52.8 cm
Ángulo del armazón delantero	75°, 80°, 85°, or 90°	Swing Away 70°, 80°, 85°
Altura del respaldo	23.9 - 52.8 c	30.5 - 52.8 cm
Inclinación	0°, 2°, 4°, o 6°	0°, 2°, o 4°
Centro de gravedad	13.7 cm	10.2 cm
Ángulo del respaldo	80° - 101°	80° - 101°
Límite de peso	124 kg	Estándar- 136 kg Reforzada - 158 kg