

# Banco de transferencia antisalpicaduras Drive



## Características

- Diseño con recorte en forma de "U" que permite que la cortina de ducha se mantenga dentro de la bañera, evitando se derrame el agua fuera.
- Reversible, para adaptarse a cualquier baño.
- Montaje sin herramientas del respaldo, las patas y los brazos.
- Altura ajustable en incrementos de 1,27 cm, con exclusivas patas de extensión de "doble columna".
- Estructura en forma de A que proporciona estabilidad.
- Palanca antipinzamiento que permite presionar los pasadores sin riesgo de pellizcarse los dedos.
- Banco y respaldo de plástico moldeado por soplado de alta durabilidad, fabricado con materiales reciclados.
- Altura del asiento al suelo: 44,3 cm - 57 cm.
- Dimensiones compatibles con bañeras de las siguientes medidas: altura máxima: 39,4 cm, ancho mínimo inferior: 47 cm, ancho mínimo superior: 58,4 cm, ancho máximo del borde: 14 cm.
- Capacidad de peso de 181 kg.